



IMPORTANTE:
 PARA A INSTALAÇÃO DO CONSULTÓRIO COM CAIXA DE LIGAÇÃO AVULSA "OPCIONAL"(VENDIDA SEPARADAMENTE), É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE ELA ESTEJA CORRETAMENTE POSICIONADA, NESTE CASO UTILIZE O PADRÃO DE INSTALAÇÃO Nº3 (SYNCRUS G8/GLX/INOVA NEW); CONSULTAR PLANTA DE PRÉ INSTALAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO KIT CAIXA DE LIGAÇÃO G8 É RECOMENDADO QUANDO O PROFISSIONAL DENTISTA POSSUIR EM SEU CONSULTÓRIO AS PRÉ INSTALAÇÕES NÃO PREPARADAS ESPECIFICAMENTE PARA A LINHA DE CONSULTÓRIOS SYNCRUS G8.